



ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ CERTAIN

Το Τεστ Εγκυμοσύνης Certain στηρίζεται στην ανίχνευση της ορμόνης χοριογοναδοτροπίνη (hCG) στα ούρα η αύξηση της οποίας υποδεικνύει την έναρξη της εγκυμοσύνης. Περιλαμβάνει κασέτα με μία οπή στην οποία στάζουμε με σταγονόμετρο 2-3 σταγόνες ούρων. Το αποτέλεσμα βγαίνει σε μερικά λεπτά.

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΥΡΑ

ΑΡ.ΤΕΣΤ : 1

ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ CERTAIN ULTRA EARLY

Το Τεστ Εγκυμοσύνης Certain Ultra Early στηρίζεται στην ανίχνευση της ορμόνης χοριογοναδοτροπίνη (hCG) στα ούρα η αύξηση της οποίας υποδεικνύει την έναρξη της εγκυμοσύνης. Περιλαμβάνει διάταξη σε μορφή μολυβιού η οποία έρχεται σε επαφή με τα ούρα και μπορεί να ανιχνεύσει την εγκυμοσύνη σε **5 μόλις μέρες** μετά την γονιμοποίηση. Το αποτέλεσμα βγαίνει σε μερικά λεπτά.

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΥΡΑ

ΑΡ.ΤΕΣΤ : 1



ΤΕΣΤ ΩΟΡΡΗΞΙΑΣ CERTAIN



Το Τεστ Ωορρηξίας Certain ανιχνεύει την αύξηση της ωχρινοποιητικής ορμόνης στα ούρα για την επιβεβαίωση της ωορρηξίας. Περιλαμβάνει κασέτα στην οποία στάζουμε 2-3 σταγόνες ούρων.

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΥΡΑ

ΑΡ.ΤΕΣΤ : 2

ΤΕΣΤ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ CERTAIN

Το Τεστ Εμμηνόπαυσης Certain ανιχνεύει την έναρξη της περιόδου εμμηνόπαυσης κατά την οποία συντελούνται πολλές αλλαγές στο σώμα της γυναίκας και η έγκαιρη ανίχνευσή της μπορεί να αποτρέψει ανεπιθύμητες καταστάσεις.

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΥΡΑ

ΑΡ.ΤΕΣΤ : 1

