

Laboquick

Γρήγορα και Αξιόπιστα Τεστ χωρίς χρήση συσκευών



QuickMed

Ιατρικά Αναλώσιμα + Συσκευές

Χρήστος Γ.Κωνσταντινίδης
Θεμιστοκλέους 22 Άλιμος Τ.Κ. 174 55
Τ / Φ: 211-18 31 870 Κ: 6947-406026
quickmed.sales@gmail.com
www.quickmed.gr

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification





ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Το Τεστ Εγκυμοσύνης Laboquick, έχει ευαισθησία στα 20mIU/ml και μπορεί να ανιχνεύσει την εγκυμοσύνη μέχρι 7 μέρες μετά την γονιμοποίηση.

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΥΡΑ **ΑΡ. ΤΕΣΤ (ΤΑΙΝΙΑ): 100**
ΔΕΙΓΜΑ: ΟΥΡΑ **ΑΡ. ΤΕΣΤ (ΚΑΣΕΤΑ): 50**



ΤΕΣΤ ΩΟΡΡΗΞΙΑΣ

Το Τεστ Ωορρηξίας Laboquick, έχει ευαισθησία στα 30mIU/ml και μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία της ορμόνης LH σε λίγα λεπτά.

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΥΡΑ **ΑΡ. ΤΕΣΤ: 50**



ΤΕΣΤ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ

Το Τεστ Εμμηνόπαυσης Laboquick, έχει ευαισθησία στα 30mIU/ml και μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία της ορμόνης FSH σε λίγα λεπτά.

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΥΡΑ **ΑΡ. ΤΕΣΤ: 50**



ΤΕΣΤ HBsAg

Το Τεστ HBsAg Laboquick, έχει ευαισθησία στα 0,5ng/ml και μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα την παρουσία αντιγόνων Ηπατίτιδας Β.

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΡΟΣ/ΠΛΑΣΜΑ **ΑΡ. ΤΕΣΤ: 50**



ΤΕΣΤ HBsAb

Το Τεστ HBsAb Laboquick, έχει ευαισθησία στα 9mIU/ml και ανιχνεύει γρήγορα την παρουσία αντισωμάτων Ηπατίτιδας Β.

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΡΟΣ/ΠΛΑΣΜΑ **ΑΡ. ΤΕΣΤ: 50**



ΤΕΣΤ Anti-HCV

Είναι Τεστ 4ης γενιάς και μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα την παρουσία αντισωμάτων της Ηπατίτιδας C με ευαισθησία 1NCU/ml.

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΡΟΣ/ΠΛΑΣΜΑ **ΑΡ. ΤΕΣΤ: 50**



ΤΕΣΤ Anti-HIV 1/2

Το Τεστ αυτό ανιχνεύει με 2-3 σταγόνες δείγματος αντισώματα των ιών HIV1 και HIV2 με ακρίβεια που φθάνει στο 100%.

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΡΟΣ/ΠΛΑΣΜΑ ΑΡ. ΤΕΣΤ: 50



ΤΕΣΤ Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού Ag

Το Τεστ αυτό μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα την παρουσία αντιγόνων του ελικοβακτηριδίου του στομάχου.

ΔΕΙΓΜΑ: ΚΟΠΡΑΝΑ ΑΡ. ΤΕΣΤ: 25



ΤΕΣΤ Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού Ab

Το Τεστ αυτό μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα την παρουσία αντισωμάτων του ελικοβακτηριδίου του στομάχου.

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΡΟΣ/ΠΛΑΣΜΑ ΑΡ. ΤΕΣΤ: 50



ΤΕΣΤ Anti-Syphillis Ab

Το Τεστ αυτό μπορεί να ανιχνεύσει σε λίγα λεπτά την παρουσία αντισωμάτων σύφιλης (IgG και IgM) με ευαισθησία 4NCU/ml.

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΡΟΣ/ΠΛΑΣΜΑ ΑΡ. ΤΕΣΤ: 50



ΤΕΣΤ Rotavirus

Το Τεστ αυτό μπορεί να ανιχνεύσει τον ροταϊό που ευθύνεται για την οξεία γαστρεντερίτιδα σε παιδιά κάτω των 2 ετών.

ΔΕΙΓΜΑ: ΚΟΠΡΑΝΑ ΑΡ. ΤΕΣΤ: 25



ΤΕΣΤ Adenovirus

Το Τεστ αυτό μπορεί να ανιχνεύσει αδενοϊούς που ευθύνονται για γαστρεντερικά προβλήματα σε παιδιά.

ΔΕΙΓΜΑ: ΚΟΠΡΑΝΑ ΑΡ. ΤΕΣΤ: 25



ΤΕΣΤ Trichomonas Vaginalis Ag

Αυτό το γρήγορο τεστ ανιχνεύει τα αντιγόνα κατά του παρασίτου που προκαλεί τριχομονάδωση και θεωρείται ότι μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του τραχήλου.

ΔΕΙΓΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΟ ΕΚΚΡΙΜΑ ΑΡ. ΤΕΣΤ: 25



ΤΕΣΤ Candida Albicans Ag

Αυτό το γρήγορο τεστ ανιχνεύει αξιόπιστα τα αντιγόνα κατά του μύκητα Candida Albicans (ωίδιο το λευκάζον) που προκαλεί στοματικές και κολπικές λοιμώξεις.

ΔΕΙΓΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΟ ΕΚΚΡΙΜΑ ΑΡ. ΤΕΣΤ: 25



ΤΕΣΤ Strep A Ag

Αυτό το γρήγορο τεστ ανιχνεύει αξιόπιστα τα αντιγόνα κατά του βακτηρίου του στρεπτόκοκκου τύπου A που ευθύνεται για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και οστρακιά.

ΔΕΙΓΜΑ: ΕΚΚΡΙΜΑ ΛΑΙΜΟΥ ΑΡ. ΤΕΣΤ: 25



ΤΕΣΤ Giardia Lamblia Ag

Αυτό το τεστ ανιχνεύει αξιόπιστα τα αντιγόνα κατά του πρωτοζωικού παρασίτου Giardia Lamblia που προκαλεί έντονες γαστρεντερικές διαταραχές.

ΔΕΙΓΜΑ: ΚΟΠΡΑΝΑ ΑΡ. ΤΕΣΤ: 25



ΤΕΣΤ Troponin I WB

Αυτό το τεστ ανιχνεύει πρώιμα και γρήγορα την τροπονίνη (1ng/ml) στο αίμα για την διάγνωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου.

ΔΕΙΓΜΑ: ΑΙΜΑ/ΠΛΑΣΜΑ ΑΡ. ΤΕΣΤ: 25



ΤΕΣΤ FOB

Ανιχνεύει το κρυφό αίμα στα κόπρανα στα 30ng/ml.

ΔΕΙΓΜΑ: ΚΟΠΡΑΝΑ ΑΡ. ΤΕΣΤ: 25

ΤΕΣΤ 10 ΠΑΡ.

Ταινία ούρων γλυκόζη, Ph, αιμοσφαιρίνη, ειδικό βάρος, κετόνη κλπ.
ΑΡ. ΤΕΣΤ: 100

